

Schneller ans Ziel

Neue Polierer von Gebr. Brasseler/Komet

LEMGO – Überzeugender Hochglanz nach nur einer Polierstufe? Nach Meinung von Gebr. Brasseler/Komet ist dieser Glanz ohne weiteres möglich.

Vorausgesetzt allerdings, man konturiert die Oberfläche vor der Politur mit den neu entwickelten Hochglanzpolierern mit effizienten Hart-

metallfinierern. Diese Arbeitsweise kommt besonders demjenigen zugute, der bislang mit Diamantfinierern und mehrstufigen Poliersystemen arbeitet. Diese neuen, gelben Composite Polierer zeichnen sich durch die sehr anschmiegsame spezielle Silikonbindung und die Verwendung ultrafeiner Diamantkörner aus. Das verwendete Silikon ist temperaturbeständig,

darum sind die Polierer auch für die Sterilisation im Autoklav geeignet. Aufgrund der Silikonbindung ist der Polierer elastisch und passt sich der Anatomie des Zahnes an.

So erzielen die neuen Polierer, nach vorhergehender Konturierung mit Hartmetallfinierern mit nur einer Polierstufe, einen überzeugenden Hochglanz. Für die Finitur empfiehlt der Hersteller seine bewährten Q-Finierer. (SD) ☰



Die neuen gelben Composite Polierer

i Informationen

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25, 32657 Lemgo
Tel.: 0 52 61 / 7 01-7 00, Fax: -2 89
E-Mail: info@brasseler.de



www.kometdental.de