


## Mit weniger Arbeit schneller ans Ziel

Überzeugender Hochglanz nach nur einer Polierstufe? Dies ist nach Meinung von Gebr. Brasseler/Komet ohne weiteres möglich, wenn man die Oberfläche vor der Politur mit den neu entwickelten Hochglanzpolierern mit effizienten Hartmetallfinierern



konturiert. Diese Arbeitsweise kommt besonders demjenigen zugute, der bislang mit Diamantfinierern und mehrstufigen Poliersystemen arbeitet. Das Potenzial, auf diese Art Zeit zu sparen, liegt auf der Hand.

Diese neuen, gelben Composite-Polierer zeichnen sich durch die sehr anschmiegsame spezielle Silikonbindung und die Verwendung ultrafeiner Diamantkörner aus. Das verwendete Silikon ist temperaturbeständig, darum sind die Polierer auch für die Sterilisation im Autoklav geeignet. Aufgrund der Silikonbindung ist der Polierer elastisch und passt sich der Anatomie des Zahnes an.

So erzielen die neuen Polierer, nach vorhergehender Konturierung mit Hartmetallfinierern mit nur einer Polierstufe, einen überzeugenden Hochglanz. Für die Finitur empfiehlt der Hersteller seine bewährten Q-Finierer.