


GEBR. BRASSELER

Hochglanz nach nur einer Polierstufe

Hochglanz nach einer Polierstufe ist nach Meinung von Gebr. Brasseler/Komet ohne Weiteres möglich, wenn die Oberfläche vor der Politur mit den Hochglanzpolierern durch effiziente Hartmetallfinierer konturiert wird. Die neuen, gelben Composite Polierer zeichnen sich durch die anschmiegsame spezielle Silikonbindung und die Verwendung ultrafeiner Diamantkörner aus. Da das verwendete Silikon temperaturbeständig ist, sind die Polierer auch für die Sterilisation im Autoklav ge-



eignet. Aufgrund der Silikonbindung sind die Polierer elastisch und passen sich der Anatomie des Zahnes an. So erzielen sie nach vorhergehender Konturierung mit Hartmetallfinierern mit nur einer Polierstufe einen überzeugenden Hochglanz. Für die Finitur empfiehlt Komet die bewährten Q-Finierer.

*GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo
Tel.: 0 52 61 / 701 - 700
Fax: 0 52 61 / 701 - 289
<http://www.kometdental.de>
E-Mail: info@brasseler.de*